

**Betreff:**

WG: Antw: WG: Induktionsschlaufen charlemagne,

**Von:** Joachim Kuthe [mailto:Joachim.Kuthe@mail.aachen.de]


**Gesendet:** Mittwoch, 13. Juli 2016 10:22

**An:** kleine-ohren-aachen.de <stieraachen@t-online.de>

**Betreff:** Antw: WG: Induktionsschlaufen charlemagne,

Sehr geehrter Herr Stier,

die Induktionsschlaufen für den



**AIXPLORES**

stehen seit Anfang diesen  
Jahres zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Dr. Joachim Kuthe

Kulturbetrieb der Stadt Aachen

Geschäftsbereich Route Charlemagne (E 49/7)

Verwaltungsgebäude Katschhof

Johannes Paul II.-Str. 1

Zimmer 371

D - 52062 Aachen

fon +49(0)241 / 432-4954

fax +49(0)241 / 432-4989

[joachim.kuthe@mail.aachen.de](mailto:joachim.kuthe@mail.aachen.de) >>> "kleine-ohren-aachen.de" <[stieraachen@t-online.de](mailto:stieraachen@t-online.de)> 13.07.2016 10:13

---

**Kombiführung durch "Orte der Macht" und "Karls Kunst"**

Täglich 11.15 Uhr und 15.15 Uhr | Do, Fr, Sa 19.15 Uhr

2 Euro (zzgl. Eintrittspreis für die beiden Ausstellungen)

**Barrierefreiheit**

Besuchern mit Hörgeräten stehen Hörschleifen für Audioguides und Gruppenführungssysteme zur Verfügung. Diese gewährleisten einen barrierefreien Zugang für Hörgeschädigte.

**Der schwerhörige Besucher muss sein Hörgerät lediglich auf  
"T" stellen.** 

# Die geniale T-Spule in Ihrem Hörgerät



Induktiv-besser-verstehen.de






Die Induktionsscheife überträgt mittels eines Magnetfelds den Ton **induktiv** in Ihr Hörgerät.

Dazu muss Ihr Hörgerät über einen induktiven Empfang verfügen. Dabei wird das Hörgerät auf die **T-Position** eingestellt. **Fragen Sie Ihren Hörgeräte-Akustiker.**

Bei dieser Einstellung wird der Ton klar und deutlich in Ihr Hörgerät übertragen. Eventuell auftretende **Störgeräusche** werden rausgefiltert.

Dies ermöglicht dem Träger eines Hörgeräts mit seinen gewohnten Einstellungen den Ton direkt ins Hörgerät übertragen zu bekommen.

In Räumen mit Induktiver Höranlage ist die Schleife fest verlegt und für alle im Raume wirksam. Hörgeräteträger hören durch die **T-Spule** ebenso perfekt ihr Telefon, Musik aus jedem Player und unterwegs den Guide im Museum oder den Reiseführer mit einer Schlaufe (denn ihr Ohr hat keinen Platz für einen Stöpsel).

<p><b>Induktions –(Hals) Schlaufe</b></p> 	<p><b>Optimaler Ton und keine Störgeräusche.</b> Diese <u>Induktionsschlaufe</u> bereitet Ihnen einen optimalen Ton, filtert <u>Störgeräusche</u> heraus und bringt Ihnen den Spass am Telefonieren wieder zurück.</p> <p><b>Kompatibel mit Hörgeräten in T-Stellung</b> Stellen Sie Ihr Hörgerät auf die T-Funktion. Legen Sie sich nun die <u>Induktionsschlaufe</u> um den Hals. Verbinden Sie jetzt Ihre Schlaufe mit dem Empfangsgerät, der runde Norm-stecker paßt! Ihre <u>Induktionsschleife</u> erzeugt automatisch ein Magnetfeld, welches Töne und Signale in einer tollen Qualität und ohne Störungen direkt in Ihr Gehör leitet.</p> <p><b>Auf einen Blick - Tolle Tonqualität ohne Störgeräusche</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für alle Hörgeräte mit <u>T-Stellung</u> geeignet -Angenehmer Tragekomfort</li> <li>• Total einfache Bedienung, nur einstecken. Reguliert wird am Hörgerät.</li> </ul>
<p><b>Kopfhörer+ Induktions-Bügel</b></p> 	<p><b>Induktions-Kopfhörer 4 spezieller Kopfhörer für Personen mit nur einem Hörgerät.</b> An einer Seite des Kopfhörers befindet sich ein Induktionsbügel, den Sie an dem Ohr befestigen, wo Ihr Hörgerät sitzt. Die andere Seite verfügt über einen normalen Kopfhörer, den Sie für Ihr gesundes Ohr verwenden können. Somit kommen auch einseitig versorgte Hörgeräteträger zu einem hochwertigen Stereo-Musikgenuss.</p> <p><b>Kopfhörer für Audiogeräte</b> Der Kopfhörer CL 4 ist mit einem 3,5mm Klinkenstecker ausgestattet. Dadurch können Sie den Kopfhörer an jedem Walkman, Discman, MP3-Player oder I-Pod anschließen. Der Ton wird dann per <u>Induktion</u> auf das Hörgerät, bzw. über den normalen Kopfhörer auf das gesunde Ohr übertragen.</p> <p><b>Auf einen Blick</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für Träger von nur einem Hörgerät</li> <li>• Induktive Tonübertragung aufs Hörgerät</li> <li>• Normaler Kopfhörer für das gesunde Ohr</li> <li>• Funktioniert mit allen Hörgeräten, die auf <u>T-Position</u> einstellbar sind</li> <li>• Störungsfreier Musikgenuss in hervorragender Qualität (Stereo)</li> <li>• An jeden Walkman, Discman, MP3-Player und ähnlichem anschließbar</li> </ul>
<p><b>Doppel-Induktions-Bügel</b></p> 	<p><b>Induktions-Kopfhörer 3</b> ist ein spezieller Kopfhörer für Personen mit Hörgeräten. Auf beiden Seiten des Kopfhörers befindet sich ein Induktionsbügel, welche Sie sich einfach über Ihre Ohren hängen. Die Bügel sind ergonomisch geformt und nur 1mm dick, dadurch sehr angenehm zu tragen. <b>Kopfhörer für Audiogeräte, alternativ zur Hals-Schlaufe.</b> Der Kopfhörer CL3 ist mit einem 3,5mm Klinkenstecker ausgestattet. Dadurch können Sie den Kopfhörer an jedem CD-Player, Walkman, MP3-Player oder I-Pod anschließen. Der Ton wird per <u>Induktion</u> direkt auf Ihr Hörgerät übertragen, wodurch Sie einen hochwertigen Stereo-Musikgenuss erleben werden</p>

